



J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

ANALIZADOR BIOQUÍMICO SEMI-AUTOMATIZADO

Marca : SINNOWA
Modelo : BS3000M

ESPECIFICACIONES:

El analizador de bioquímica semiautomatizado es un instrumento de diagnóstico in vitro basado en microcomputadora que combina la óptica, la mecánica y el control de la automatización en uno. Se utiliza junto con los reactivos relacionados para la determinación cuantitativa de sustancias bioquímicas, ampliamente en diversos hospitales e institutos de investigación, con las características de alta precisión y excelente repetibilidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Pantalla Táctil, software en español muy fácil de manejar.
- Potentes funciones en una unidad compacta para investigaciones de bioquímica, enzimas y de medicamentos.
- Equipo abierto, se puede utilizar cualquier marca de reactivo del mercado.
- Permite utilizar cubetas individuales pre-recargadas de reactivo para acelerar el procedimiento o usar reactivos tradicionales en frasco para rutinas de laboratorio.
- Baño de maría al seco incorporado (con 20 posiciones de incubación)
- Excelente función Q.C, gráfico Q.C que puede ser almacenado, mostrado e impreso.
- Impresora Térmica incorporada.

Sistema Fotométrico:

- Fuente de luz halógena de larga duración de 6V x 10W
- Filtros (nm): 340, 405, 492, 510, 546, 578, 620
- Precisión en la longitud de onda: $\pm 2\text{nm}$

Temperatura de la cubeta de reacción: 25, 30, 37 ; Precisión: $\pm 0,1$

Sistema de medición: 0 ~ 3.500 OD

Linealidad de absorbancia: $0.2 \sim \leq 0.5 \pm 5\%$; $0.5 \sim \leq 1,0 \pm 4\%$; $1.0 \sim \leq 1.8 \pm 2\%$

Estabilidad de absorbancia: Menos de 0.002A en 20 minutos a 340nm

Repetición de Absorbancia: Coeficiente de variación (CV) $\leq 1.0\%$

Lectura de la cubeta: Flujo de 32 μl de cristal de cuarzo a través de la celda

Volumen de reacción: 500 μl . Por prueba.

Dimensión del equipo (cm): 34 x 38 x 18

Peso Neto: 6 Kg.




IMAGEN REFERENCIAL

☎ 511 -423-8952

☎ 999062107 / 996556967

✉ E-mail: ventas@jedissa.com.pe

jedissa@hotmail.com

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima

www.jedissa.com.pe