



J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C
IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

ASPIRADOR DE SECRECIONES 1 LITRO

MARCA : SILFAB
MODELO : N33V
PROCEDENCIA : ARGENTINA

- Transportable
- Ideal para pequeñas y medianas intervenciones.
- Funcionamiento continuo.
- Frasco de plástico 1 Lt.
- Con vacuómetro
- Libre de mantenimiento y lubricación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Caudal de aspiración : 28 l/min
Vacío máximo : 50 cmHg
Presión de salida : 1,5 a 1,8 kg/cm²
Presión sonora : 63,6 dB
Potencia : 1/4 HP
Capacidad de recipiente : 1 litro
Peso : 6,1 kg
Dimensiones: L 33,5 cm / H 25,5 cm / A 15 cm



IMAGEN REFERENCIAL

☎ 511 -423-8952

📠 999062107 / 996556967

✉ E-mail: ventas@jedissa.com.pe
jedissa@hotmail.com

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima
www.jedissa.com.pe