



J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C
IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

ASPIRADOR DE SECRECIONES 1 LT P/AMBULANCIA

Marca : SILFAB
Modelo : N8V
Proc. : ARGENTINA

DATOS:

- Uso ambulatorio
- Ideal para pequeñas y mediana intervenciones
- Funcionamiento continuo
- Libre de mantenimiento y lubricación.
- De fácil transporte
- Con válvula antidesborde
- Con vacuómetro.
- Frasco de plástico 1000 ml (frasco de vidrio opcional).

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

- Tensión nominal : 12 V
- Corriente nominal : 6 Adc
- Caudal de aspiración : 32 L/min.
- Vacío máximo : 500 mmHg
- Presión de salida : 1.5 a 1.8 kg/cm²
- Motor : 1/4 HP
- Presión sonora : 63,6 dB
- Capacidad de recipiente : 1 litro
- Peso : 5,450 kg
- Dimensiones : 335x150x255mm



IMAGEN REFERENCIAL

📞 511 -423-8952

📠 999062107 / 996556967

✉ E-mail: ventas@jedissa.com.pe

jedissa@hotmail.com

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima

www.jedissa.com.pe