



J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C
IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

ASPIRADOR DE SECRECIONES 1 LT

MARCA : CA.MI
MODELO : NEW ASPIRET
PROC. : ITALIA

New Aspiret es un aspirador eléctrico adecuado para la aspiración de fluidos corporales, oral, nasal y traqueal en adultos y niños. Indicado para su uso en cirugía menor, traqueotomía y el tratamiento de los pacientes de terapia post-operatorio en casa, su tamaño compacto y facilidad de uso que sea adecuado para su uso en el ámbito ambulatorio, en la sala de sala / hospital y para tratamientos en cuidado domiciliario.

El dispositivo ha sido certificado específicamente de acuerdo con la norma EN 60601-1-11 y puede ser uso doméstico. Equipado con manómetro de vacío (bar & kPa) y regulador de vacío del dispositivo está disponible con sistemas separados de recolección autoclave o de un solo uso 1 o 2 para adaptarse a las diferentes necesidades prácticas.

DATOS TÉCNICOS:

- Motor Bomba de pistón seco
- Fuente de alimentación estándar 230 V-50 Hz
- ISO 10.079-1 Clasificación de alto vacío / bajo flujo
- Flujo de aire libre de 15 L/min
- Succión ajustable -0.75bar -75kPa -563mmHg
- Ruido 59.6 dB
- Consumo de energía 184 VA
- F1.6 Fusible 1 x 250 V
- Operación continua
- Peso 2,2 kg
- Tamaño 25x19x16 cm
- Grado de protección IP21

ACCESORIOS:

- Vaso con el sistema de exceso de aspiración
- Set de tubos de silicona 6x10m m (autoclave) + conexión cónica 8-9-10mm
- Filtro antibacteriano e hidrófobo
- Sonda para aspiración de la CH20
- Cable de alimentación con enchufe Shuko



IMAGEN REFERENCIAL

☎ 511 -423-8952

📞 999062107 / 996556967

✉ E-mail: ventas@jedissa.com.pe

jedissa@hotmail.com

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima

www.jedissa.com.pe