



**J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C**

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

# ASPIRADOR DE SECRECIONES 5 LT.

MARCA : SILFAB  
MODELO : N38V  
PROCED. : ARGENTINA

- Transportable.
- Ideal para pequeñas y medianas intervenciones.
- Funcionamiento continuo.
- Libre de mantenimiento y lubricación.
- Frasco de vidrio 5000 ml.
- Con válvula antidesborde.
- Con vacuómetro.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Tensión nominal : 220  
Corriente nominal : 1.16  
Caudal de aspiración : 34 l/min  
Vacío máximo : 58 cmHg  
Presión de salida : 1,5 a 1,8 Kg/cm<sup>2</sup>  
Presión sonora : 63,6 dB  
Capacidad del recipiente : 5000 ml  
Peso : 10,600 kg  
Dimensiones LxAxH (cm) : 535x275x455



IMAGEN REFERENCIAL

☎ 511 -423-8952

☎ 999062107 / 996556967

✉ E-mail: [ventas@jedissa.com.pe](mailto:ventas@jedissa.com.pe)

[jedissa@hotmail.com](mailto:jedissa@hotmail.com)

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima

[www.jedissa.com.pe](http://www.jedissa.com.pe)