



J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C
IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE 5 LT

MARCA : SMAF
MODELO : YX930D

DESCRIPCIÓN:

Succionador transportable de vacío. Se caracteriza por su bomba libre de aceite, alta velocidad de flujo y bajo nivel de contaminación. Cuenta con 2 botellas de vidrios de alta capacidad, fáciles de limpiar y sistema de cierre hermético. Viene con protección sobre flujo que impide que las secreciones lleguen a la bomba.

La manguera de PVC (no tóxica), facilita el seguimiento de la succión. Está equipado con un filtro de aire que reduce las bacterias de las sustancias absorbidas y el medio ambiente. Posee interruptor de mano y pie que facilita la labor del operario. Ideal para salas de operaciones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Bomba libre de aceite (pistón libre de lubricación).
- Alta velocidad de flujo, con filtro bactericida.
- Recipiente: vidrio 2500 ml x 2 und reutilizables.
- Máximo vacío: 0.09Mpa (680 mmHg).
- Flujo de aire libre: Mayor o igual a 40L/min.
- Intervalo de vacío ajustable: 0.02 – 0.09Mpa (150-680 mmHg).
- Nivel de ruido: 60 dB a 1 M.
- Potencia de trabajo: 250 VA.
- Requerimiento eléctrico: 220 V, 50/60 Hz, 250 VA
- Sistema de trabajo: Operación continua con carga intermitente.

DIMENSIONES APROXIMADAS:

- Alto: 77 cm
- Ancho: 42 cm
- Profundidad: 42 cm
- Cordón: 2 m
- Peso equipo: 19 kg.
- Peso empaque: 21 kg.



MAGEN REFERENCIAL

☎ 511 -423-8952

☎ 999062107 / 996556967

✉ E-mail: ventas@jedissa.com.pe

jedissa@hotmail.com

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima

www.jedissa.com.pe