



J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

ASPIRADOR DE SECRECIONES 2 LT

MARCA : SILFAB
MODELO : N35V
PROCED. : ARGENTINA

- Con vacuómetro.
- Frasco de vidrio 2 Lt.
- Diseño de fácil traslado.
- Con válvula antidesborde y vacuómetro.
- Ideal para pequeñas y medianas intervenciones.
- Libre de mantenimiento y lubricación.
- Funcionamiento continuo.

Características técnicas

Caudal de aspiración : 34 L/min
Vacío máximo : 58 cmHg
Presión de salida : 1,5 a 1,8 Kg/cm²
Presión sonora : 63,6 dB
Capacidad de recipiente : 2 Lt.
Potencia : 1/4 HP
Peso : 8 kg
Dimensiones : L 43 cm x H 35 cm x A 24 cm



IMAGEN REFERENCIAL


SILFAB
CUIDAMOS TU SALUD

☎ 511-423-8952

📞 999062107 / 996556967

✉ E-mail: ventas@jedissa.com.pe

jedissa@hotmail.com

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima

www.jedissa.com.pe