



J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES


ASPIRADOR QUIRÚRGICO RODANTE 10 LT

MARCA : SILFAB
 MODELO : N36
 PROCED : ARGENTINA

Montado sobre base rodante, fácil limpieza. Utilización en quirófanos. Incluye pedal interruptor, con funcionamiento continuo y libre de mantenimiento.

Características técnicas

- Tensión nominal (V) : 220
- Corriente nominal (A) : 1.55
- Frecuencia : 50/60 Hz
- Caudal de aspiración : 34 L/min
- Vacío máximo : 58 cmHg.
- Clase eléctrica : 01
- Presión sonora : 60,3 dB
- Capacidad del recipiente : 10 lts.
- Peso : 22,100 kg
- Dimensiones LxAxH (cm) : 500x370x970



511-423-8952

999062107 / 996556967

E-mail: ventas@jedissa.com.pe

jedissa@hotmail.com

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima

www.jedissa.com.pe