



J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C
IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

AUDIÓMETRO CLÍNICO 02 CANALES

MARCA : SIBELMED
MODELO : SIBELSOUND 400 SUPRA
PROC. : ESPAÑA

APLICACIÓN:

Equipo medico usado para medir la relatividad de la perdida de la audición. Para usarse en el área de Salud Ocupacional en Hospitales, Clínicas, Campo Industrial (Campamentos Mineros, Industrias, etc.)

CARACTERISTICAS GENERALES

- Audiómetro Clínico de 2 canales.
- Todo el sistema esta controlado por un microprocesador de señales digitales (DSP) que permite de manera fiable, rápida y sencilla efectuar una exploración audiométrica.
- Base de Datos Interna para más de 1000 pruebas.
- Equipo que permite realizar las siguientes pruebas: VIA AEREA, VIA OSEA, LOGO AUDIOMETRIA, SISIGRAMA y PRUEBAS SUPRALIMINARES (FOWLER-ABLB, TONE DECAY, WEBER, LUSCHER, etc.)
- Enmascaramiento: Ruido de Banda Estrecha, Ruido Blanco, Ruido Vocal y Sincronizado.
- Emisión de señal con Tono continuo, Tono pulsante, Tono pulsante/alternado, Tono modulado/alternado, Frecuencia modulada y Amplitud modulada.
- Auto-verificación: Verifica de forma automática el estado del audiómetro.
- Teclado de botones de silicona.
- Pantalla LCD alfanumérica para visualización de datos.
- Conexión a PC por puerto USB
- Conexión a PC por puerto Serial (Opcional)
- Sistema de Comunicaciones que permite:
 - o Impresión directa a impresora por puerto USB y por puerto paralelo
 - o Transferir la Información de la base de datos interna del equipo a una PC.
 - o Comunicación en tiempo real con una PC.
 - o Exportar pruebas de pacientes a otros sistemas de gestión.
 - o Actualización del firmware interno del equipo.
- Permite trabajar con Frecuencias Intermedias (125Hz, 750Hz y 1500Hz) y Frecuencias Musicales.
- Tono de referencia (1 dB)
- Equipo con diagnostico seleccionable entre diferentes algoritmos.
- Con sistema Intercomunicador/Monitor
- Otras características Incluidas: Calculo de Perdida Auditiva y Aviso de Paciente
- Con software de Audiometría - W50



DATOS TECNICOS

- Frecuencias de Trabajo: de 125Hz a 8000Hz.
- Frecuencias Musicales: 131, 262, 523, 1047, 2093, 4186, 8372 Hz
- Auricular para vías áreas tipo THD 39
- Transductor para vía ósea tipo B-71.
- Pantalla LCD alfanumérica iluminada de 2 x 16
- Protección: limitación temporal de señales elevadas para proteger al paciente y al equipo
- Test de equipo: permite al usuario verificar el estado de algunas funciones o elementos
- Cumplimiento de las siguientes normas de seguridad: EN 60601-1,

IMAGEN REFERENCIAL

☎ 511-423-8952

☎ 999062107 / 996556967

✉ E-mail: ventas@jedissa.com.pe

jedissa@hotmail.com

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima

www.jedissa.com.pe



J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C
 IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

AUDIÓMETRO CLÍNICO 02 CANALES

EN 60601-1-1, EN60601-1-2, EN60601-1-4

· Cumplimiento de las siguientes normas audiométricas: IEC 60645-1, IEC 60645-2, IEC60645-4

· Cumplimiento de las siguientes normas de calibración: EN ISO 389-1, EN ISO 389-3, EN ISO 389-4, EN ISO 389-5, EN ISO 389-7, ANSI S3.6-2004

· Alimentación: 90 a 264V 50/60Hz.

· Potencia: < 50 VA

· Dimensiones: 390mm x 260mm x 105 mm

· Peso: 2.4 Kg sin accesorios.

· Activaciones Opcionales: Audiometría Tonal por Campo Abierto y Audiometría de Alta Frecuencia

FRECUENCIA ESTANDAR(Hz) 125 / 250 / 500 / 750 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000 / 4000 / 6000 / 8000

FECUENCIA MUSICAL(Hz) 131 / 262 / 523 --- 1047 --- 2093 --- 4186 -- 8372

Niveles Max.

Vía Aérea(dB HL) 80 / 100 / 120 / 120 / 120 / 120 / 120 / 120 / 120 / 110 / 110

Vía Ósea(dB HL) -- 50 / 60 / 60 / 70 / 70 / 70 / 70 / 70 / 70 / 55--

RUIDO ENMASCARAMIENTO

Banda Estrecha VA(dB Hz) 60/80/100/100/100/100/100/100/100/100/90

Banda Estrecha VO/ Blanco VO(dB HL) -- 50/60/60/70/70/70/70/70 -- --

Blanco VA (dB HL) 80 100 120 120 120 120 120 120 110 110

Vocal (dB HL) 100

LOGOaudiOMETRIA

Vía Aérea(dB HL) 100

Niveles Mínimos

Todas las opciones(dB HL) -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10

Incrementos de Nivel

Estándar(dB) 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5

ACCESORIOS ESTANDAR:

- 01 Pulsador aviso paciente
- 01 Cable USB tipo AB 2.0
- 01 Auriculares para vía aérea
- 01 Transductor para vía ósea
- 01 Auricular para Logoaudiometría
- 02 Micrófonos para Logoaudiometría
- 01 Cable de conexión de red
- Guía rápida de uso
- Software de Audiometría - W50 con licencia
- Manual de operaciones



IMAGEN REFERENCIAL

☎ 511 -423-8952

☎ 999062107 / 996556967

✉ E-mail: ventas@jedissa.com.pe

jedissa@hotmail.com.

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima

www.jedissa.com.pe