



J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C
IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

AUTOCLAVE 18 LT

MARCA : GREETMED
MODELO : YX-280D

Este producto usa vapor presurizado para esterilizar los utensilios rápida y eficientemente. Puede ser usado en hospitales, centros de salud públicos, estaciones de salud, clínicas, fábricas, minas, institutos de investigación científica, etc. para esterilizar toda clase de equipos médicos, lentes y soluciones.

Especificaciones:

- 2 Válvulas de seguridad.
- Grifo de drenaje.
- Manómetro de doble escala (presión y temperatura)
- Resistencia de calentamiento interno, ofrece un buen rendimiento.
- Durable, confiable y seguro.

Características técnicas:

- Volumen de esterilización : 18 L
- Presión : 0.14-0.16Mpa
- Máxima presión : 0165Mpa
- Temperatura de funcionamiento: 121°C - 126°C.
- Rango de ajuste de presión : 0.05-0.14 Mpa
- Rango del temporizador : 0-60min
- Consumo de energía : 2KW / AC220V.60Hz
- Dimensiones : 41 x 41 x 52 cm



IMAGEN REFERENCIAL

☎ 511 -423-8952

📞 999062107 / 996556967

✉ E-mail: ventas@jedissa.com.pe

jedissa@hotmail.com

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima

www.jedissa.com.pe