



J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

BALANZA DIGITAL ADULTO C/TALLÍMETRO

MARCA : HEALTH O METER
MODELO : 500KL
PROCED. : USA

CARACTERISTICAS :

- Capacidad de hasta 220 kg / 500 lb.
- Resolución 0.1 kg / 0.2 lb.
- Conectividad EMR a través de USB.
- Pantalla LCD de 1" / 2.5 cm.
- Conversión y bloqueo de lb/kg.
- Índice de masa corporal (IMC).
- Puesta de cero/tara, sostener/soltar, cero automático.
- Apagado automático.
- Barra medidora de altura incorporada 76 - 214 cm.
- Ruedas incorporadas para fácil desplazamiento.
- Incluye 6 pilas recargables AA. Adaptador 120 - 240V no incluido.
- Peso: 11.1 kg.

DIMENSIONES APROXIMADAS:

- Plataforma: 34.9 x 41.9 x 6 cm



IMAGEN REFERENCIAL

511 -423-8952

999062107 / 996556967

E-mail: ventas@jedissa.com.pe

jedissa@hotmail.com

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima

www.jedissa.com.pe