



J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

BALANZA DIGITAL CON TALLÍMETRO

Marca : PINMED
Modelo : 131-200E



DESCRIPCIÓN:

Balanza de alta precisión, pantalla digital estable y alta velocidad de medida debido a su procedimiento operativo consta de microprocesadores el cual hace que su nivel de respuesta sea óptimo, posee un cero automático, estándar automático, anti-interferencia y además es de fácil uso y esta amueblada con un tallímetro muy eficiente. Cuenta con apagado y ajuste de cero automático. Ideal para hospitales, gimnasios y otros lugares.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Valor Max. de graduación: 200 kilogramos
- Valor de graduación mínimo: 100g
- Precisión: De acuerdo al estándar de equilibrio de grado OIML
- Medidas: 70 × 190 cm.
- Valor de graduación mínima del tallímetro: 0.5cm
- Pantalla: Display de 05 dígitos de 0,8".
- Teclado de membrana táctil, panel frontal a prueba de agua y multifuncionales.
- Alimentación: AC220V/ DC6V adaptador
- Cuenta con batería, se recarga de 8 a 10 horas para un uso de 100 horas continuas.



IMAGEN REFERENCIAL

☎ 511 -423-8952

📠 RPM: #949867335

✉ E-mail: ventas@jedissa.com.pe

jedissa@hotmail.com

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima

www.jedissa.com.pe