



**J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C**

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

# BALANZA DIGITAL PEDIÁTRICA CON TALLÍMETRO

MARCA : GREAT MEDIC  
MODELO : ACS-20B-YE

## DESCRIPCIÓN:

Las balanzas digitales pediátricas se utilizan para medir el peso de bebés o niños pequeños. Las balanzas para pesar bebés están equipadas con una superficie de pesaje especial de forma cóncava, con el fin de garantizar un uso seguro. Están hechas de un material que permite una fácil limpieza para obtener una higiene máxima, están disponibles en modelos mecánicos, digitales

## DATOS TÉCNICOS:

- Capacidad max.: 20 kg / 44 lb
- Capacidad min.: 200 g
- División :10g/0.5 oz
- Longitud max.: 56cm / 22 in
- División: 1mm / 1/16 in
- Pantalla: LCD
- Rango de tallímetro: 0 - 56 cm
- A batería

## AMBIENTE:

- Temperatura activa: 5 °C ~ 40 °C
- Humedad: 85%rh
- Voltaje: dc 4.5v~9v
- Power: 6f 22nd 9v



IMAGEN REFERENCIAL

☎ 511 -423-8952

📠 999062107 / 996556967

✉ E-mail: [ventas@jedissa.com.pe](mailto:ventas@jedissa.com.pe)

[jedissa@hotmail.com](mailto:jedissa@hotmail.com)

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima

[www.jedissa.com.pe](http://www.jedissa.com.pe)