



**J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C**  
IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES



# BALANZA DIGITAL DE PISO

MARCA : HEALTH O METER  
MODELO : 844 KL  
PROC. : USA

Balanza digital que proporciona un peso exacto, gracias a su pantalla LCD es de fácil lectura en la comodidad del consultorio y el hogar.

- Plataforma de altura mínima requiere solo de un pequeño paso, lo que ofrece al paciente una experiencia de pesaje más cómoda y estable.
- La balanza puede conectarse a una computadora, programa EMR u otro dispositivo electrónico. Entrada USB up.
- Fuente de alimentación: 2 baterías de litio de 3V

## FUNCIONES:

- \* Apagado automático (auto off)
- \* Automáticamente se pone en cero (auto cero)
- \* Conversión de libras a kilogramos.

## CARACTERISTICAS GENERALES:

Capacidad : max 200 kg / 440 lb / 31 st  
min 0.05 kg / 0.1 lb / 1/8 lb  
Graduación : 50Gr. (0.05 Kg.)  
Peso Neto : 2,000Kg.  
Temperatura funcionamiento: 10 °C - 40 °C

## DIMENSIONES APROXIMADAS:

Pantalla: LCD 83 x 37 mm / 3.5" x 1.3"  
Ancho: 32 cm  
Largo: 32 cm  
Altura plataforma: 1.9 cm  
Altura total: 4 cm



IMAGEN REFERENCIAL



IMAGEN REFERENCIAL