



# J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

## BALANZA MECÁNICA COLGANTE PEDIÁTRICA CON CUNETA

MARCA : SECA  
MODELO : 310  
PROCEDENCIA: ALEMANIA

Con su excepcional calidad, solidez y absoluta fiabilidad, seca 310 ha sido diseñada principalmente para el trabajo fuera de hospitales y centros de obstetricia, aportando unas condiciones inmejorables para el uso en cualquier lugar del mundo.

Su escaso peso de apenas 1 kg, su indicador circular con cristal resistente a roturas, la carcasa metálica y el equipamiento interior con protección anticorrosiva así como, su sólido mecanismo confieren a la báscula tales características. seca 310 dispone de una precisa división 50 g, con una capacidad de carga de hasta 25 kg. El gancho de acero galvanizado para suspensión ofrece asimismo una durabilidad y una seguridad excepcionales. Un rebozo portabebés seca 410 forma parte del equipamiento básico de la báscula mecánica de suspensión con escala circular seca 310.

### DATOS TÉCNICOS:

Capacidad : 25 kg, 55 lbs  
División (g) : 50 g / 2 oz  
Dimensiones (AxAxP) : 220 x 225 x 52 mm  
Peso neto : 1,5 kg  
Funciones : función de ajuste a cero, medición móvil  
CE : CE 0123



IMAGEN REFERENCIAL