



J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO ADULTO

MARCA : HEALTH O METER
MODELO : 402KL
PROCED. : USA

Balanza mecánica con tallímetro modelo 402 KL establece el estándar de fortaleza, duración, exactitud, y confiabilidad a nivel mundial.

CARACTERISTICAS :

- Superficie anti-deslizante NON-SKID.
- Brazos de pesaje rotatorios para lectura dual en libras y kilogramos.
- Operación libre de errores, gracias al seguro de la barra.
- Números grabados en la barra de pesaje para una lectura duradera.
- Barra de peso de 100 lb y 40 kg.
- Capacidad hasta 200 kg.
- Graduación: 100 gr. (0.1 kg)
- Tallímetro: 60 - 213 cm.
- Peso neto: 46 kg.

DIMENSIONES:

- Plataforma: An 26.5 x Al 8 x P 35.5 cm
- Tamaño total: An 47 x Al 145 x P 51 cm



IMAGEN REFERENCIAL

511 -423-8952

CEL.: 999062107 / 996556967

E-mail: ventas@jedissa.com.pe

jedissa@hotmail.com

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima

www.jedissa.com.pe