



J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C
IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

BALANZA MECÁNICA CON TALLÍMETRO ADULTO

MARCA : DETECTO
MODELO : 2392
Procedencia : USA

APLICACIONES

Instrumento utilizado para el control del peso y talla, utilizado en todos los servicios.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Escala de medición tipo brazo con pesas corredizas.
- Plataforma sólida y estable, con cubierta de plástico antideslizante fácilmente extraíble para realizar una buena limpieza.
- Construida en acero recubierto con pintura electrostática
- Lectura de peso por ambos lados del equipo.
- Mecanismo para puesta a cero.
- Tallímetro telescópico de fácil lectura en centímetros.
- Lectura del peso en kilogramos.

DATOS TÉCNICOS

- Parámetros de medición:
- Capacidad: 0 - 220Kg
- Talla: 60 - 200cm.
- Precisión: 50gr.
- Tamaño de plataforma: 27 cm Ancho x 37.5 cm Prof
- Altura: 150cm.
- Peso: 17Kg.
- Certificado: ISO 9001:2000



IMAGEN REFERENCIAL

☎ 511 -423-8952
☎ 999062107 / 996556967
✉ E-mail: ventas@jedissa.com.pe
jedissa@hotmail.com
Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima
www.jedissa.com.pe