



J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

BOMBA DE INFUSIÓN 02 CANALES

MARCA : DAIWHA
MODELO : MEDIFUSION DI-2200
PROCE. : COREA

APLICACIONES:

Equipo Electromecánico utilizado para infundir fármacos, soluciones, por vía parenteral, en volúmenes altos de manera precisa y segura, lo cual facilita y optimiza la labor del Profesional de Salud. Para uso en los servicios de UCI, Emergencia, Sala de Operaciones, etc.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Equipo de diseño compacto y de fácil transporte.
- De Dos canal de infusión
- Programación y Monitoreo digital controlado por Microcontrolador (MCU)
- Mecanismo de bombeo tipo peristáltico
- Equipo que permite la configuración del rango de flujo
- Equipo que permite la programación digital del volumen y del flujo de Infusión.
- Visualización Digital de parámetros programados (volumen de infusión, Flujo de infusión y Volumen Total)
- Equipo que permite la configuración conveniente del rango de flujo:
 - o Configuración micro
 - o Modo de dopaje
 - o Modo de configuración de tiempo
 - o Modo de configuración Gtt(Goteo/min.)
- Opción de silenciar alarmas.
- Compatible con la mayoría de líneas de infusión.
- Con dispositivo de sujeción en columna de porta-suero.
- Con indicador del estado de carga de la batería.

DATOS TECNICOS

- Mecanismo de Bombeo: tipo Peristáltico
- Pantalla de 7 segmentos.
- Volumen de infusión máximo de 9999 ml
- Rango de Flujo de infusión desde 0.1 - 1200 ml/h
 - o Micro(Encendido): 0.1 ~ 99.9 ml/h (incrementos de 0.1 ml/h de pulgada)
 - o Micro (Apagada): 1 ~ 1200 ml/h (incrementos de 1 ml/h de pulgada)
- Volumen total de Infusión: 0 a 9999 ml o infinito.
- Tamaño (P x An x Al): 120 x 215 x 206 mm.
- Peso: Aprox. 3 Kg.
- Requerimientos Eléctricos:
 - o Voltaje: 100 - 240 VAC, 50-60 Hz
 - o Batería recargable de Níquel-Hidruro metálico(Ni-Mh) con autonomía de aprox. 4 horas en un rango de flujo de 25ml/h
- Abrazadera del Soporte de Infusión
- Sensor de Goteo
- Manual de Usuario
- Cable de Poder AC



IMAGEN REFERENCIAL

☎ 511-423-8952

📠 RPM: #949867335

✉ E-mail: ventas@jedissa.com.pe

jedissa@hotmail.com.

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima

www.jedissa.com.pe