



**J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C**  
IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

# CAJA Y BANDEJAS ACERO INOX. QUIRÚRGICO

## CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Cubeta cuadrada matrizada con tapa y asa, una sola pieza (medidas pequeñas no tiene asa)
- Unidos por soldadura con argón, especial para acero quirúrgico.
- Material puede ser lavado con detergentes pH neutro.

## CALIDAD:

- Acero quirúrgico 304-2B
- Espesor 0.6 mm

## DIMENSIONES APROXIMADAS CM (fabricación standard):

- 17 x 7 x 4
- 20 x 10 x 4
- 20 x 10 x 8
- 25 x 10 x 5
- 25 x 15 x 6
- 30 x 10 x 5
- 30 x 15 x 8
- 30 x 20 x 6
- 30 x 20 x 8
- 30 x 20 x 10
- 35 x 10 x 5
- 35 x 20 x 10
- 40 x 10 x 6
- 45 x 10 x 6
- 40 x 30 x 10
- 40 x 30 x 15
- 50 x 10 x 6
- 50 x 30 x 10



IMAGEN REFERENCIAL