



J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

CAMA HOSPITALARIA ELÉCTRICA CON COLCHÓN



Camilla Eléctrica para Hospital BIH004EA:

- Bastidor rectangular recubierto con resina epóxica
- Cubierta de la camilla de acero perforado
- Barandilla plegable ABS con cerradura de seguridad
- El cabezal y pedal del ABS son desmontables
- Montado sobre ruedas giratorias de 150 mm
- Las ruedas cuentan con un freno central
- Parachoques en todas las esquinas de la camilla
- CPR manual para una liberación rápida
- Batería de respaldo en caso de un corte repentino de la alimentación
- Controlador insertado en la barandilla
- Controlador de mano
- Ajuste automático del contorno
- Sistema con resistente motor de propulsión de bajo ruido
- Dimensiones: 2230x1050x450-750MM (LxWxH)

IMAGEN REFERENCIAL

☎ 511 -423-8952

📞 999062107 / 996556967

✉ E-mail: ventas@jedissa.com.pe

jedissa@hotmail.com

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima

www.jedissa.com.pe



J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

- 5 Funciones:

Elevación del respaldo: 0-70°

Elevación de las piernas: 0-40°

Ajuste de la altura: 450-700mm

Trendelenburg: 0-12°

Trendelenburg inverso: 0-12°



- Camilla con poste IV, con altura ajustable de 4 ganchos
- Gancho de la bolsa de drenaje en ambos lados de la camilla
- Cada colchón es impermeable, recubierto con espuma resistente al fuego
- El colchón es de espuma de alta densidad
- Espesor: 14CM
- Embalado en una resistente caja de cartón



IMAGEN REFERENCIAL

☎ 511 -423-8952

📞 999062107 / 996556967

✉ E-mail: ventas@jedissa.com.pe

jedissa@hotmail.com

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima

www.jedissa.com.pe