



**J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C**  
IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

# CAMILLA DE AMBULANCIA

MODELO : GT 510-012B

## CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- La superficie del lecho de la camilla se hace de colchón de espuma, el material es resistente al agua y retardante de fuego, para evitar la infiltración de la sangre.
- El respaldo se ajusta por graduación mecánica.
- Ajuste del ángulo del respaldo.
- Transporte seguro: La barrera de seguridad en ambos lados de la camilla se puede levantar hacia arriba o abajo.
- Tres ajustes de alta para diferentes alturas de la camilla.
- El uso de la amplia ronda de ruedas las cuales se adaptan a la complejidad del camino.
- Campana de seguridad: para asegurar cinturón de seguridad en la persona herida en el transporte.

## DATOS TÉCNICOS:

- Estructura de aleación de aluminio de alta calidad.
- Respaldo ajustable con inclinación hasta 60°.
- Barandas abatibles.
- cuatro ruedas de Ø5.
- Dos ruedas adicionales de carga para posicionarla en ambulancia.
- Colchoneta hecha de espuma hecha de alta densidad, cubierta en tela impermeable de alta resistencia, lavable y desinfectable.
- Medidas: 194 X 55 X 84CM / 194 X 55 X 25 CM.
- Peso neto: 36Kg.
- Capacidad: 180Kg. Aprox.

IMAGEN REFERENCIAL



☎ 511 -423-8952

📠 999062107 / 996556967

✉ E-mail: [ventas@jedissa.com.pe](mailto:ventas@jedissa.com.pe)

[jedissa@hotmail.com](mailto:jedissa@hotmail.com)

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima

[www.jedissa.com.pe](http://www.jedissa.com.pe)