



J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

CAMILLA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE CON BARANDAS Y PORTA SUERO

MARCA : JEDISSA
PROC. : NACIONAL



Imagen referencial

☎ 511-423-8952

📠 RPM: #949867335

✉ E-mail: ventas@jedissa.com.pe
jedissa@hotmail.com

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima
www.jedissa.com.pe



J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

CAMILLA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE CON BARANDAS Y PORTA SUERO

MARCA : JEDISSA
PROC. : NACIONAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Colchón de espuma de alta densidad de 2" forrado en vinil lavable, resistente a la ralladura y desgaste. Desinfectable.
- Estructura de metal de alta calidad.
- Respaldo abatible y/o graduable.
- Bastidor rodable construido en tubo de metal con refuerzos en la parte superior e inferior que sirvan de apoyo a la camilla.
- Camilla fabricada en metal tubular con plancha laminada al frío.
- Barandas en ambos lados, deslizables con sistema de retención de altura, construidas en tubo de metal, con rejillas.
- Incluye porta suero.
- Toda la estructura está montada sobre cuatro ruedas giratorias d
- Pintado al horno en color a escoger.
- Tamaño estándar.

☎ 511 -423-8952

📠 RPM: #949867335

✉ E-mail: ventas@jedissa.com.pe
jedissa@hotmail.com

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima
www.jedissa.com.pe