



J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C
IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

CAMILLA RÍGIDA DE RESCATE C/CORREAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Camilla rígida para operaciones de inmovilización y extricación en situaciones de evacuación y primeros auxilios.
- Fabricada de polietileno de alto impacto HDPE, con calados a los costados para sujetar la camilla
- Incluye tres correas de nylon estándar.
- Transparente a los rayos X y tomografías computarizadas.
- Fácil de lavar y desinfectar, flota en el agua, resiste fluidos del cuerpo (no los absorbe).
- No contiene partes metálicas.
- Capacidad hasta 180 kilos.
- Correas de nylon ajustables.
- Correas spider (opcional consultar precio)

ACCESORIOS

- Correas de nylon ajustables.
- Correas spider (opcional consultar precio)
- Inmovilizador de cabeza (opcional consultar precio)

DIMENSIONES APROXIMADAS

Largo: 184 cm
Ancho: 44 cm
Espesor: 5 cm
Peso: 7 kg




IMAGEN REFERENCIAL

☎ 511 -423-8952

☎ 999062107 / 996556967

✉ E-mail: ventas@jedissa.com.pe

jedissa@hotmail.com

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima

www.jedissa.com.pe