



J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C
IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

CAMILLA DE RESCATE COLOR NARANJA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Confeccionada en polietileno de alta densidad y sin emisión de contaminantes.
- No contiene partes metálicas.
- Flota en el agua.
- Se puede usar en radiografías (Rayos X) y en tomografías computarizadas (CT scan)
- Capacidad hasta 180 kilos.
- Con correas spider.

DIMENSIONES APROXIMADAS

Largo: 180 cm
Ancho: 44 cm
Espesor: 6 cm
Peso: 6.5 kg aprox.




IMAGEN REFERENCIAL

☎ 511 -423-8952

☎ 999062107 / 996556967

✉ E-mail: ventas@jedissa.com.pe

jedissa@hotmail.com

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima

www.jedissa.com.pe