



J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C
IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

CENTRÍFUGA 12 TUBOS X15ML

MARCA : PREMIERE
MODELO : XC-2415
PROC. : USA

Nuestra última incorporación a la línea de centrífugas alternativas de bajo costo Premiere® está diseñada para el laboratorio general. El diseño robusto tiene botones táctiles grandes para ajustes de velocidad (incrementos de 500 rpm) y temporizadores (1 a 60 minutos). La pantalla LCD brillante y fácil de leer le brinda la posibilidad de ver la velocidad y la duración desde más lejos. Capaz de hacer girar especímenes entre 1,000 - 4,000 rpm, la robusta base tiene una función de seguridad incorporada que no permitirá que la tapa se abra mientras el rotor está en movimiento, y un pitido para indicar cuando se detenga el giro. Disponible en su elección de las dos opciones de rotor más populares para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más comunes. Por favor ordene por número de modelo basado en el rotor deseado.

Especificaciones		Modelo XC-2415	Modelo XC-2450
Opciones de rotor		15 ml x 12 - Longitud: 108 mm	50 ml x 6 - Longitud: 102 mm
RCF	1000	120	114
	1500	271	257
	2000	483	457
	2500	755	714
	3000	1087	1028
	3500	1480	1399
	4000	1933	1828
voltaje		120 V - 60 Hz (220 V - 50 Hz disponible por pedido especial *)	
Velocidad		Aprox. 1,000 - 4,000rpm (incrementado en incrementos de 500rpm)	
Minutero		1 - 60 min.	
Poder		90W	
Dimensiones		17 "L x 15" W x 13 "H / Caja de envío: 18" L x 16 "W x 14" H	
Peso neto		20 lbs.	



IMAGEN REFERENCIAL

☎ 511 -423-8952

📠 999062107 / 996556967

✉ E-mail: ventas@jedissa.com.pe

jedissa@hotmail.com.

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima

www.jedissa.com.pe