



# J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

## CENTRÍFUGA DE 6 TUBOS

MARCA : GREETMED  
MODELO : GT119-100T

### DESCRIPCION

La centrífuga GT 119-100T es una máquina compacta de configuración estupenda, peso ligero y bajo ruido. Es ideal para laboratorios e instituciones de salud. Está hecho con material altamente resistente; es además, de fácil manejo, lo que nos ayudará a reducir el tiempo de trabajo.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Con Timer
- Máxima Velocidad : 4000 RPM
- Tipo de cabeza: Rotor fijo de 45° de ángulo.
- Potencia consumo: 25W
- Capacidad: 6 tubos de 15ml
- 5.7Kg.
- Dimensión: 250x270mm
- Fuente de voltaje: 210-240V AC, 50/60Hz.



IMAGEN REFERENCIAL

☎ 511 -423-8952

📠 RPM: #949867335

✉ E-mail: [ventas@jedissa.com.pe](mailto:ventas@jedissa.com.pe)  
[jedissa@hotmail.com](mailto:jedissa@hotmail.com)

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima  
[www.jedissa.com.pe](http://www.jedissa.com.pe)