



J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C
IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

COLCHÓN ANTIESCARAS 135 KG

MARCA : LABMEDICAL
MODELO : LAB-102

DESCRIPCION

El equipo consiste en un colchón alternante y un compresor que están diseñados para la prevención y tratamiento de úlceras por presión en pacientes encamados durante largos periodos de tiempo y que presenten un riesgo de medio a elevado. El sistema está diseñado para tratar las úlceras de presión 24 horas al día.

¿Quiénes deben usarla?

- Para pacientes que probablemente pasen más de 15 horas al día en la cama.
- Para pacientes que se clasifican como de medio a alto riesgo de desarrollar úlceras por presión.

DATOS TÉCNICOS

Compresor (motor)*

- Tiempo de ciclo(alternancia): 6 min
- Funcionamiento: Contínuo
- Regulador de presión: Sí
- Salida de aire: 4.5-7 L/min
- Rango de presión: 70 - 130 mmHg
- Fuente de alimentación: 220-240 V / 60 Hz
- Protección de choques eléctricos: Clase II

Colchón

- Max. Peso del usuario: 135 KG
- Dimensiones: 200 x 90 x 7 cm aprox.
- Material: PVC
- Espesor: 0.3 mm

ACCESORIOS

- 01 tubo conector
- Parche (repuesto)
- Pegamento (repuesto)
- 01 Colchón
- 01 motor
- Manual de usuario



IMAGEN REFERENCIAL

*El motor puede trabajar las 24 horas pero se recomienda realizar un descanso de al menos 1 hora al día.