



J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

ELECTROCARDIÓGRAFO

MARCA : EDAN
MODELO : SE-3

Electrocardiógrafo de diseño digital de TRES CANALES. Cuenta con potentes filtros para evitar interferencias durante el estudio, gracias a su batería es posible realizar hasta 100 estudios sin energía eléctrica, además de un software amigable y memoria para almacenamiento de 60 seg. De registro. Almacena hasta 500 pacientes.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Pantalla LCD (COLOR) 80 x 60mm para visualización de Ondas de ECG.
- Reportes en formato PDF, se puede guardar inmediatamente al USB.
- Capacidad de conectar un teclado externo para ingresar datos del paciente.
- Software Interpretativo ECG.
- Cabezal de Impresión Térmica.
- Almacenamiento de 60 Segundos de Medición de ECG.
- Completo Diseño Digital
- Potentes Filtros Digitales.
- Función Auto-centrado para Optimizar la posición de Impresión.
- Batería Recargable de Litio.
- Puerto RS-232 de Entrada / Salida.
- Puerto USB para transferencia de Datos.
- Modos de Impresión: Estándar 3 Lead; Derivada de Ritmo 3/2.
- Detección de Desconexión de cable ECG.
- Operación Automática / Manual Seleccionable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Circuito de entrada: Circuito de Entrada Flotante, Protección contra Desfibrilación, y marcapasos.
- Número de derivadas: 12.
- Dimensión: 288mm x 210mm x 70mm.
- Peso: 2,5 Kg (incluye batería).
- Pantalla: LCD 80 x 60mm.
- Pixeles: 320 x 240 Pix.
- Interfaz de comunicación: RS - 232, USB, Ethernet.
- Poder: 220V AC (+/- 10%), 50/60 Hz.
- (+/- 3Hz) 60VA
- Batería: 14,4 V Para más de tres (3) Horas de operación continua
- Convertidor : 12 bit
- Tango de medición: > +/- 5 mVpp.



Jr. Ica N° 441 Of. 406 - Lima 1

Telefax: 511-423-8952 - 99906-2107

RPM: *134699 nextel: 99-819*3935

E-mail: ventas@jedissa.com.pe - jedissa@hotmail.com

www.jedissa.com.pe



J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

ELECTROCARDIÓGRAFO

MARCA : EDAN
MODELO : SE-3

- Constante de tiempo: 3.2s.
- Respuesta de frecuencia: 0.05Hz - 150Hz.
- Voltaje de calibración: 1mV \pm 3%.
- Sensibilidad: 2.5; 5; 10; 20(mm/mV).
- Impedancia de entrada: > 50M Ω
- Corriente de circuito de entrada: 50nA.
- Nivel de ruido: > 15 μ Vp-p.
- Auto-centrado: Si.
- Corriente de fuga del paciente: 10 μ A (220V - 240V/50Hz).
- Filtros: EMG 35Hz (-3dB), AC 50Hz / 60Hz (-20dB).
- CMRR: > 100 dB.
- Modo de registro: Manual / Automático.
- Derivada de ritmo: Si.
- Selección de lead: Manual / Automático.
- Impresora: Cabezal de impresión Térmica.
- Papel: 80 mm x 20 mm.
- Velocidad de papel: 25mm/s, 50mm/s (+/-3%)
- Entrada: > 100kOhms; Sensibilidad 10mm/V +/-5%.
- Salida externa: < 100kOhms; Sensibilidad 1V/mV +/-5%
- Seguridad: Internacional IEC 60601 - 1 para equipos electromédicos.

Jr. Ica N° 441 Of. 406 - Lima 1

Telefax: 511 -423-8952 - 99906-2107

RPM: *134699 nextel: 99-819*3935

E-mail: ventas@jedissa.com.pe - jedissa@hotmail.com

www.jedissa.com.pe