



**J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C**

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

## ESTERILIZADOR CALOR/SECO 30 LT

Marca : OVENS  
Modelo : 30 LT

### ESPECIFICACIONES:

- Fácil uso e instalación
- Alimentación eléctrica: 220 - 240V-50Hz/60Hz
- Esterilizador a base de calor seco.
- Precalentamiento automatico integrado.
- Un foco piloto que indica temperatura y tiempo.
- Termostato graduados de 50°C y 300°C.
- Timer de control de tiempo graduado de 0 a 120 minutos.
- Terminado exterior e interior en acero laminado inoxidable 0.6mm.
- Capacidad: 30 LT
- Watts 400
- Amperior 2
- Voltage 220



IMAGEN REFERENCIAL

☎ 511 -423-8952

☎ 999062107 / 996556967

✉ E-mail: [ventas@jedissa.com.pe](mailto:ventas@jedissa.com.pe)

[jedissa@hotmail.com](mailto:jedissa@hotmail.com)

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima

[www.jedissa.com.pe](http://www.jedissa.com.pe)