



J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

ESTERILIZADOR PANTALLA TACTIL A COLOR 32 LT

MARCA : MEMMERT
MODELO : SN-30
PROCEDENCIA : ALEMANIA

APLICACIÓN:

Equipo de esterilización de calor seco digital. De tipo Mesa, para uso Hospitalario, Laboratorios Clínicos e Investigación (Universidades, Institutos)

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Cámara interna construido en acero inoxidable de calidad 1.4301 (ASTM 304).
- Construcción exterior en acero inoxidable con acabado estructural, resistente a arañazos, sólido y de larga duración.
- Puerta de acero inoxidable completamente aislada.
- Regulación mediante microprocesador PID con sistema de autodiagnóstico integrado.
- Pantalla de gráficos a color TFT de alta resolución para fácil visualización por el usuario con botones táctiles para la selección de funciones.
- Parámetros ajustables en el Control COCKPIT: temperatura (Celsius o Fahrenheit), tiempo de funcionamiento de programa y trampilla de extracción de aire.
- Indicador digital de temperatura real y nominal simultáneamente
- Indicador digital de tiempo restante, posición de trampilla de aire y alarma.
- Trampilla de aire ajustable electrónicamente.
- Con circulación de aire por convección natural.
- Con cámara de precalentamiento.
- Alarma óptica y acústica.
- Limitador mecánico de temperatura (TB)
- Sistema de vigilancia electrónica de tipo 2.0 ó 3.1. (Opcional)
- Un sensor de temperatura PT100.
- Función SetpointWAIT para iniciar el temporizador una vez alcanzada la temperatura nominal programada.
- Registro interno de datos integrado con capacidad de almacenamiento de 10 años como mínimo.
- Configuración de idioma (alemán, inglés, español, francés).
- Con puerto Ethernet para la lectura de datos de protocolización.
- Software AtmoCONTROL para leer, administrar y organizar la memoria de protocolización de datos (versión de prueba 90 días para descargar). Dispositivo USB con software AtmoCONTROL opcional.
- Calibración de temperatura en tres puntos.

DATOS TÉCNICOS:

- Capacidad de la cámara: 32 litros.
- Rango de ajuste de Temperatura: +20°C a +250°C.
 - Rango de temperatura de trabajo: 5°C por encima de la Temperatura ambiente hasta 250°C.
 - Precisión de ajuste: 0,1°C (hasta 99,9°C) / 0,5°C (a partir de 100°C).
 - Reloj digital integrado: 1 min hasta 99 días.
 - Limitador mecánico de temperatura (TB) para desconexión permanente en caso de sobrepasar 20° C de la temperatura preajustada desde fábrica.
- **Dimensiones:**
- o Interior (L x An x Al): 250 mm x 400 mm x 320 mm.
 - o Exterior (L x An x Al): 434 mm x 585 mm x 707 mm.
- Suministro eléctrico: 230 V, 50/60Hz.
 - Consumo eléctrico: Aprox. 1600W.
 - Peso neto: Aprox. 48 Kg.
 - Cumple con las normas DIN 12880: 2007-05, EN 61010-1 (IEC 61010 -1), 61010-2-010, 61010-2-40, CE.

ACCESORIOS ESTÁNDAR:

- 01 Bandeja de acero inoxidable
- 01 Manual de usuario
- 01 Barra de protección antivuelco
- 01 Cable de alimentación



IMAGEN REFERENCIAL

511 -423-8952

999062107 / 996556967

E-mail: ventas@jedissa.com.pe

jedissa@hotmail.com

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima

www.jedissa.com.pe