



**J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C**

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

# ESTERILIZADORA PANTALLA TACTIL A COLOR 53 LT

MARCA : MEMMERT  
MODELO : SN-55  
PROCEDENCIA : ALEMANIA

## APLICACIÓN:

Equipo de esterilización de calor seco digital. De tipo Mesa, para uso Hospitalario, Laboratorios Clínicos e Investigación (Universidades, Institutos).

## CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Cámara interna construido en acero inoxidable de calidad 1.4301 (ASTM 304).
- Construcción exterior en acero inoxidable con acabado estructural, resistente a arañazos, sólido y de larga duración.
- Puerta de acero inoxidable completamente aislada.
- Regulación mediante microprocesador PID con sistema de autodiagnóstico integrado.
- Pantalla de gráficos a color TFT de alta resolución para fácil visualización por el usuario con botones táctiles para la selección de funciones.
- Parámetros ajustables en el Control COCKPIT: temperatura (Celsius o Fahrenheit), tiempo de funcionamiento de programa y trampilla de extracción de aire.
- Indicador digital de temperatura real y nominal simultáneamente
- Indicador digital de tiempo restante, posición de trampilla de aire y alarma.
- Trampilla de aire ajustable electrónicamente.
- Con circulación de aire por convección natural.
- Con cámara de precalentamiento.
- Alarma óptica y acústica.
- Limitador mecánico de temperatura (TB)
- Un sensor de temperatura PT100.
- Función SetpointWAIT para iniciar el temporizador una vez alcanzada la temperatura nominal programada.
- Registro interno de datos integrado con capacidad de almacenamiento de 10 años como mínimo.
- Configuración de idioma (alemán, inglés, español, francés).
- Con puerto Ethernet para la lectura de datos de protocolización.
- Software AtmoCONTROL para leer, administrar y organizar la memoria de protocolización de datos (versión de prueba 90 días para descargar).
- Calibración de temperatura en tres puntos.

## DATOS TÉCNICOS:

- Capacidad de la cámara: 53 litros.
- Rango de ajuste de Temperatura: +20°C a +250°C.
- Rango de temperatura de trabajo: 5°C por encima de la Temperatura ambiente hasta 250°C.
- Precisión de ajuste: 0,1°C (hasta 99,9°C) / 0,5°C (a partir de 100°C).
- Reloj digital integrado: 1 min hasta 99 días.
- Limitador mecánico de temperatura (TB) para desconexión permanente en caso de sobrepasar 20° C de la temperatura preajustada desde fábrica.
- Dimensiones:
  - o Interior (L x An x Al): 330 mm x 400 mm x 400 mm.
  - o Exterior (L x An x Al): 514 mm x 585 mm x 787 mm.
- Suministro eléctrico: 230 V, 50/60Hz.
- Consumo eléctrico: Aprox. 2000W.
- Peso neto: Aprox. 57 Kg.
- Cumple con las normas DIN 12880: 2007-05, EN 61010-1 (IEC 61010-1), 61010-2-010, 61010-2-40, CE.

## ACCESORIOS ESTÁNDAR:

- 01 Bandeja de acero inoxidable
- 01 Manual de usuario
- 01 Barra de protección antivuelco
- 01 Cable de alimentación



IMAGEN REFERENCIAL

511 -423-8952

999062107 / 996556967

E-mail: [ventas@jedissa.com.pe](mailto:ventas@jedissa.com.pe)

[jedissa@hotmail.com](mailto:jedissa@hotmail.com)

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima

[www.jedissa.com.pe](http://www.jedissa.com.pe)