



J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

ESTETOSCOPIO DUPLO PA. ADULTO

Marca : BIC
Modelo: EFFICACE



Jr. Ica N° 441 Of. 406 - Lima 1

Telefax: 511 -423-8952 - 99906-2107

RPM: *134699 nextel: 99-819*3935

E-mail: ventas@jedissa.com.pe - jedissa@hotmail.com

www.jedissa.com.pe



J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

ESTETOSCOPIO DUPLO PEDIATRICO

Marca : BIC
Modelo: EFFICACE

Estetoscopio clásico con campana de metal cromado pulido de dos caras, una con campana tradicional y otra con Diafragma (Membrana en Policarbonato). Permite alternar cómodamente entre sonidos pulmonares y cardiacos con tan solo girar la campana.

Para una mayor comodidad del paciente la campana viene con una Goma Quita Frio en PVC y del mismo color del Tubo "Y".

Olivas Blandas y Anatómicas en PVC proporcionan un excelente aislamiento acústico. Viene con un Tubo "Y" en PVC Liso de fácil y practica desinfección y además es un material muy resistente, garantizando fluidez en los sonidos captados.

DISPONIBLE EN PEDIATRICO :

- Medida de la Campana Pediátrico: El lado Grande (Cardiaco) tiene un diámetro de 3.47 cm y el lado Pequeño (Pulmonar) un diámetro de 2.38 cm.

COLORES DISPONIBLES:

- Negro, Azul Marino, Rosado, Gris, Vino, Rojo, Verde y Azul Royal
- Ediciones Especiales: (tubos "Y" en colores traslucidos): Verde, Azul, Gris, purpura, Rosado y Rojo

Garantía: 1 años

Cumplimiento de Normativa: Certificaciones ISO 9001, ISO 13485 y C.E. MARK. Además son evaluados por INMETRO-BRASIL



Jr. Ica N° 441 Of. 406 - Lima 1

Telefax: 511 -423-8952 - 99906-2107

RPM: *134699 nextel: 99-819*3935

E-mail: ventas@jedissa.com.pe - jedissa@hotmail.com

www.jedissa.com.pe



J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

ESTETOSCOPIO DUPLO PEDIATRICO

FICHA TÉCNICA:

Aplicaciones:

Valoración Clínica Pediátrica
Diagnostico pediátrico

Campana:

Tecnología Material

Doble Cara Metal cromado pulido

Diámetro Grande (Lado Cardíaco)

3.47cm

Diámetro Pequeño (Lado Pulmonar)

2.38cm

Goma Quita Frio

Si, en PVC y del mismo color del Tubo "Y"

Diafragma: Membrana en Policarbonato

Olivas: En PVC, colocación a presión.

Binaural:

Material del Arco
Metal cromado pulido

Material del resorte
Acero de gran resistencia y durabilidad

Material del Tubo
Tubo "Y" en PVC liso

Colores Disponibles: Negro, Azul Marino, Rosado, Gris, Vino, Rojo, Verde y Azul Royal

**Ediciones Especiales:
(tubos "Y" en colores traslucidos)**

Verde, azul, gris, purpura,
rosado y rojo

LATEX:

NO



Jr. Ica N° 441 Of. 406 - Lima 1

Telefax: 511 -423-8952 - 99906-2107

RPM: *134699 nextel: 99-819*3935

E-mail: ventas@jedissa.com.pe - jedissa@hotmail.com

www.jedissa.com.pe