



**J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C**  
IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

# ESTETOSCOPIO ECONÓMICO

MARCA : RIESTER  
MODELOS : DUPLEX / DUPLEX BABY / NEONATAL  
PROCED. : ALEMANIA

duplex®: estetoscopio económico y resistente con un alto rendimiento acústico para auscultación diaria para adultos y niños.

- Pieza de contacto doble disponible en latón cromado o aluminio muy ligero, anodizado.
- Su membrana especial para una auscultación perfecta, resulta más cómoda para el contacto con la piel gracias a sus anillos anti-escalofríos especialmente planos y suaves.
- Olivas intercambiables blandas con rosca metálica, para sellar de forma cómoda y eficaz el conducto auditivo externo.
- Tubo en Y de PVC resistente, para aislar de sonidos no deseados.
- Sin látex.

## DUPLEX

Estetoscopio para la auscultación de adultos y niños.

- Membrana Ø 48 mm
- Campana, Ø 36 mm.
- Longitud total: 77 cm.

Accesorios:

- 02 pares de olivas
- 02 membranas

## DUPLEX BABY

Estetoscopio para la auscultación de niños y bebés.

- Membrana Ø 35 mm
- Campana, Ø 28 mm.
- Longitud total: 76.5 cm.

Accesorios:

- 02 pares de olivas
- 02 membranas

## DUPLEX NEONATAL

Estetoscopio para la auscultación de bebés y recién nacidos.

- Membrana Ø 28 mm
- Campana, Ø 22 mm.
- Longitud total: 76 cm.

Accesorios:

- 02 pares de olivas



IMAGEN REFERENCIAL



511 -423-8952

999062107 / 996556967

E-mail: [ventas@jedissa.com.pe](mailto:ventas@jedissa.com.pe)

[jedissa@hotmail.com](mailto:jedissa@hotmail.com)

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima

[www.jedissa.com.pe](http://www.jedissa.com.pe)