



**J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C**

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

## ESTETOSCOPIO DUPLO ADULTO

MARCA : PAMED  
MODELO : DUOSON



IMAGEN REFERENCIAL





# J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

## ESTETOSCOPIO DUPLO ADULTO

MARCA : PAMED  
MODELO : DUOSON

Estetoscopio ligero con campana de Aluminio de dos caras, una con campana tradicional y otra con Diafragma (Membrana en Policarbonato). Permite alternar cómodamente entre sonidos pulmonares y cardiacos con tan solo girar la campana.

El lado Grande (Cardiaco) tiene un diámetro de 4.68 cm y el lado Pequeño (Pulmonar) un diámetro de 3.00 cm.

Olivas Blandas y Anatómicas en PVC (No tóxico)

Viene con un Tubo "Y" en PVC Liso de fácil y practica desinfección y además es un material muy resistente, garantizando fluidez en los sonidos captados.

COLORES DISPONIBLES:

Negro, Rosado, Vino y Verde.

### FICHA TÉCNICA:

<b>Aplicaciones:</b>	Valoración Clínica Diagnóstico	
<b>Campana:</b>		
Tecnología Material	Doble Cara Metal Aluminio	
Diámetro Grande (Lado Cardiaco)	4.68cm	
Diámetro Pequeño (Lado Pulmonar)	3.00cm	
Goma Quita Frio	Si, en PVC	
<b>Diafragma:</b>	Membrana en Policarbonato	Material del Tubo
<b>Olivas:</b>	En PVC, colocación a presión.	Tubo "Y" en PVC liso
<b>Binaural:</b>		
Material del Arco Aluminio	Material del resorte Acero de gran resistencia y durabilidad	
<b>Colores Disponibles:</b> Negro, Rosado, Vino y Verde.		
<b>Ediciones Especiales:</b> <b>(tubos "Y" en colores traslucidos)</b>		
<b>LATEX:</b>	NO	

511 -423-8952

RPM: #949867335

E-mail: ventas@jedissa.com.pe

jedissa@hotmail.com.

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima

www.jedissa.com.pe

