



J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C
IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

GLUCÓMETRO PORTATIL

Marca : NIPRO
Procedencia : USA

USO:

Dispositivo electrónico diseñado para analizar los niveles de glucosa en sangre. Permite al paciente llevar un control constante.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- No requiere codificación / Equipo calibrado de fábrica.
- Resultados en 4 segundos.
- Muestra pequeña de 0,5 uL.
- Guarda 500 resultados en memoria.
- Promedios de 7, 14 y 30 días.
- 4 recordatorios para realizar las pruebas.
- Marcador de eventos (6).
- Muestra de sangre capilar o venosa.
- Alerta de la prueba de cetona.
- Botón de liberación con sistema de bioseguridad.
- Encendido y apagado automático.
- Compensación de temperatura.
- Corrección de hematocrito activa.
- Batería de litio de 3V # CR2032 *no recargable*.
- Duración de la batería: aproximadamente 1, 000 pruebas o 1 año.
- Escala de resultados: 20 - 600 mg/dl.
- Muestra: Sangre capilar completa y sangre completa venosa.
- Apto para uso en NEONATOS (*).
- Enzima de la tira de prueba: GDH-FAD (**).
- Humedad relativa : 10 a 90 %.
- Temperatura : 5 °C - 40 °C.
- Hematocrito : 20 al 70 %.

ACCESORIOS:

- 01 Estuche con compartimentos.
- 01 Lancetero tipo lapicero.
- 60 tiras reactivas True Metrix™.
- 10 lancetas.



IMAGEN REFERENCIAL

☎ 511 -423-8952
☎ 999062107 / 996556967
✉ E-mail: ventas@jedissa.com.pe
jedissa@hotmail.com
Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima
www.jedissa.com.pe