



J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

HEMOGLOBINOMETRO PORTÁTIL

Marca : HEMOCUE
Modelo: HB201+
Procedencia: SUECIA

CARACTERISTICAS TECNICAS

Sistemas HemoCue de hemoglobina en sangre entera proporcionar resultados cuantitativos rápida, sencilla y precisa de hemoglobina con el mismo rendimiento que un analizador de hematología grande. Los fotómetros de doble longitud de onda correcta para las fuentes de lipemia, leucocitosis y otros de turbidez.

Cualquier fuente de sangre (capilar, venosa o arterial) se puede utilizar. La cubeta fiable recoge la cantidad exacta de sangre y se mezcla la muestra con los reactivos de forma automática. Los resultados aparecen en la pantalla de visualización en menos de un minuto.

Hb 201 +: El HemoCue Hb 201 + sistema es más pequeño que su predecesor y ofrece los mismos beneficios importantes - la simplicidad, velocidad y un volumen de muestra pequeño junto con una precisión de laboratorio y de precisión. El HemoCue Hb 201 + tiene una autocomprobación electrónica interna. Cada vez que se encienda el analizador, automáticamente comprobar el rendimiento de la unidad óptica. La prueba se lleva a cabo cada dos horas si el analizador está encendido. CLIA.



☎ 511 -423-8952

☎ 999062107 / 996556967

✉ E-mail: ventas@jedissa.com.pe

jedissa@hotmail.com

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima

www.jedissa.com.pe