



J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C
IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

LARINGOSCOPIO

MARCA : RIESTER
MODELO : RI-STANDAR
PROCED. : ALEMANIA

Los laringoscopios Riester son productos fiables. Su calidad de manufactura es excelente, y garantizan una larguísima vida útil. Todos los mangos y palas se fabrican con materiales de primera y están sometidos a estrictos controles de calidad. La gama Riester abarca todos los modelos de laringoscopio habituales, con la extraordinaria iluminación LED.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Con la acreditada fuente de luz de vacío de 2,7 V para una buena iluminación del campo de exploración.
- Lámpara de desmontaje rápido situada en la parte anterior de la pala.
- Esterilizable en autoclave a 134° C durante 5 minutos*.
- Pala de acero inoxidable con superficie de fácil limpieza.
- Pala de forma innovadora para una intubación sencilla y una buena visión.
- Todas las palas son compatibles con mangos que cumplan la norma ISO 7376.



	Dimensión „a” de la pala	Dimensión „b” de la pala	Anchura en el extremo distal
--	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------------

HOJAS MACINTOSH

MAC 0	80 mm	56 mm	10,4 mm
MAC 1	90 mm	69 mm	10,4 mm
MAC 2	102 mm	90 mm	11,3 mm
MAC 3	130 mm	108 mm	13,7 mm
MAC 4	155 mm	132 mm	13,7 mm
MAC 5	175 mm	152 mm	13,7 mm



HOJAS MILLER

MAC 00	65 mm	42 mm	11,3 mm
MAC 0	77 mm	54 mm	11,3 mm
MAC 1	100 mm	79 mm	11,3 mm
MAC 2	152 mm	130 mm	14 mm
MAC 3	195 mm	172 mm	14 mm
MAC 4	205 mm	183 mm	17,4 mm



IMAGEN REFERENCIAL

☎ 511 -423-8952

☎ 999062107 / 996556967

✉ E-mail: ventas@jedissa.com.pe

jedissa@hotmail.com

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima

www.jedissa.com.pe