



J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C
IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

LINTERNA EXAMEN MÉDICO

MARCA : RIESTER
MODELO : FORTELUX N

La linterna de diagnóstico fortelux® N es un modelo económico para reconocimientos generales y de las pupilas.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Validación fotobiológica para uso oftálmico según EN 62471:2008.
- Por lo tanto, fortelux N puede fácilmente ser utilizado para el examen de los ojos también.
- 3V LED (5.500 Kelvin / 24.000 Lux máximo)
- Incluye 2 pilas AAA.
- Carcasa de aluminio con pinza metálica, desinfectable
- Cierre de metal con enganche para la bata del médico.
- Tiene la función de encendido y apagado con un simple contacto con el enganche de metal.



IMAGEN REFERENCIAL

☎ 511-423-8952

☎ 999062107 / 996556967

✉ E-mail: ventas@jedissa.com.pe

jedissa@hotmail.com

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima

www.jedissa.com.pe