



J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

LINTERNA EXAMEN MÉDICO

Marca : GREETMED
Modelo : TIPO LAPICERO

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

- Fabricado en plástico
- Luz led.
- 3 pilas de reloj.

DIMENSIONES

- Largo : 125 mm
- Diámetro : 15 mm




IMAGEN REFERENCIAL

Jr. Moquegua N° 628 Of. 301 - Lima

Fijo: 511 -423-8952 / 99906-2107

WSP: 9573-16040

E-mail: ventas@jedissa.com.pe - jedissa@hotmail.com

www.jedissa.com.pe