



J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

CAMILLA EXAMEN MÉDICO (DIVÁN)

Marca : JEDISSA
Proc. : NACIONAL
Cod. : M-88

Descripción

- Construido en metal laminado en frío.
- El doblado de los tubos será en una sola pieza sin seccionar y sin arrugas.
- Todas las uniones irán soldadas eléctricamente con soldadura tipo mig o superior.
- Toda la estructura metálica deberá ser tratada químicamente previo a la pintura (fosfatizado en caliente).
- Aplicación de pintura en polvo electrostático con secado en horno a 220°C, color del acabado beige.

Bastidor:

- Patas de tubo de 1" diámetro x 1.2mm de espesor
- Refuerzo con travesaños de tubo de 1" diámetro x 1.2mm de espesor • panel inferior de plancha de 0.8mm de espesor

Plataforma:

- Desmontable consistente en marco de tubo cuadrado de 1" x 1.2mm protegido con jebe duro en c y superficie de plancha de 0.8mm
- Cabecera reclinable con varilla y cremallera
- Cuatro patas en la base
- Soporte incorporado para la colocación de portasuero en la cabecera

Colchoneta:

- De espuma plástica 2" de espesor
- Forrada en tapiz korofan lavable, sujeta a la camilla mediante correas de ajuste

Ruedas:

- Las cuatro ruedas serán omnidireccionales, dos de ellos con frenos de pie de 8" de diámetro
- Aro metálico cromado, con llanta de jebe duro
- De doble rodamiento de billas
- Resistencia no menor a 60kg por rueda

Dimensiones Aproximadas:

- Largo : 1900mm
- Ancho : 600mm
- Altura : 800mm



IMAGEN REFERENCIAL

☎ 511 -423-8952

📠 RPM: #949867335

✉ E-mail: ventas@jedissa.com.pe
jedissa@hotmail.com

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima
www.jedissa.com.pe