



J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C
IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

MICROSCOPIO BINOCULAR C/SALIDA USB

MARCA : EUROLAB
MODELO : DN-117M

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

- * Microscopio Digital con salida USB para PC, monitor y laptop.
- * Cabezal binocular rotativo a 360 °C
- * Cabezal binocular con salida USB
- * Sistema compatible con XP-Vista-Windows 98-windows 7 y 8
- * Inclinación del cuerpo del microscopio en 30 °C
- * Lámpara reemplazable de 3V/10w
- * Revólver cuádruple
- * Campo ocular plano de 10X/18
- * Objetivos: 4X - 10X - 40X - 100X acromático
- * Doble plataforma metálica de 110X126mm / 70 X 30mm
- * Condensador: NA 1.25
- * Enfoque: Ajuste fino coaxial rango de movimiento de 20 mm
- * Rango de enfoque: 30 mm.
- * Iluminación: Lámpara led de 3V/10W con brillo ajustable

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA:

- * Sistema con medición de muestra en (mm, dm, cm)
- * Sistema de grabación de datos, en fomato AVI.
- * Sistema de captura de fotos en fomato JPG
- * Calidad de imágenes de 3.0MP.
- * Menú interactivo para una investigación de calidad



IMAGEN REFERENCIAL