



J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C
IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

MICROSCOPIO BINOCULAR P/CAMPO CLARO

MARCA : EUROLAB
MODELO : OX-3030C
PROCEDENCIA : ALEMANIA

CARACTERISTICAS TECNICAS:

- " Óptica CCIS (Sistema Óptico de Corrección al Infinito)
- * Oculares Par de oculares DIN de gran campo HWF 10x/22mm con ajuste dióptrico. Apto para utilizar con gafas.
- * Alimentación: 220v / 60 hz
- * Tubo Binocular Siedentopf inclinado a 30° con posición baja y alta. Ajuste inter-pupilar de 50 mm a 75 mm.
- * Torreta Para 4 objetivos y montada sobre rodamientos de bolas, con posición de parada.
- * Objetivos Planos al Infinito 4X/0.1, 10x/0.25, 40x/0.65 (retráctil) y 100x/1.25 (retráctil/inmersión en aceite).
- * Sistema de enfoque Ajuste macro y micrométrico coaxial con ajuste de la fricción y con graduación.
- * Mandos coaxiales para movimiento x/y de 80x53 mm.
- * Platina mecánica de 175 x 145 mm
- * Sistema de tratamiento Anti-hongos
- * Platina 150 x 140 mm con platina con movimientos ortogonales de 76 x 50 mm y Nonius de 0.1 mm. Con mandos coaxiales.
- * Condensador De tipo Abbe A.N 1.25 con diafragma iris.
- * Condensador regulable en altura con apertura para laminas para contraste de fase y/o disco de campo oscuro.
- * Iluminación Por diodo NeoLED de 3W con intensidad regulable y alimentación de 85-240 V integrada. Subministrado con un cable de toma de corriente.
- * Sistema de iluminación de Köhler viene montado con una lente colectora con diafragma de campo y porta filtro.
- * Embalaje De poliestireno. Suministrado con una funda de protección, fusible de recambio y manual de utilización en español.

ACCESORIOS ADICIONALES:

- * (Unid) Aceite de inmersión (25 ml)
- * (Unids) Funda de protección antihumedad
- * Papel lente para limpieza de objetivos
- * Cable poder
- * Manual



IMAGEN REFERENCIAL

511 -423-8952
999062107 / 996556967
E-mail: ventas@jedissa.com.pe
jedissa@hotmail.com
Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima
www.jedissa.com.pe