



J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

MONITOR SIGNOS VITALES 05 PARAMETROS RODABLE

MARCA : EDAN
MODELO : iM60

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Parámetros de medición: ECG, RESPIRACIÓN, SpO2, NIBP y TEMP.
- Pantalla táctil de alta resolución LCD TFT a color, con visualización gráfica y numérica de los parámetros de medición.
- Con capacidad para conectarse a red de monitoreo.
- Gran capacidad de almacenamiento de tendencias gráficas y tabulares de hasta 120 horas.
- Análisis de segmento ST.
- Detección de marcapasos, a prueba de interferencia electroquirúrgica.
- Análisis de hasta 16 tipos de Arritmias.
- Alarma visible y audible, ajustable en 3 niveles de prioridad.
- Con función que permite revisar y modificar los límites inferior y superior de los parámetros monitorizados.
- Con mando navegador giratorio.
- Con silenciador de alarma.
- Rango de medición para pacientes adultos, pediátricos y neonatos.
- Con impresora térmica de 3 canales

DATOS TÉCNICOS

- ASPECTOS FÍSICOS:
 - Pantalla LCD TFT a color de 10.4" táctil.
 - Resolución: 800 x 600 pixel
 - Con visualización de hasta 11 formas de onda
- ELECTROCARDIOGRAMA (ECG)
 - Formas de onda ECG y display del valor medido en pantalla.
 - Conjunto de Derivaciones configurables:
 - o 3 derivaciones: I, II, III.
 - o 7 derivaciones: I, II, III, aVR, aVL, aVF y V.
 - Detección y rechazo del pulso del MARCAPASO.
 - Selección de Ganancia de: x0.125, x0.25, x0.5, x1, x2, x4, Auto
 - Rango de medición de la frecuencia cardiaca:
 - o Adulto: 15-300 lpm.
 - o Pediátrico y neonato: 15-350 lpm.
 - Resolución y exactitud: 1 lpm
 - Configuración del límite superior e inferior de la alarma.




IMAGEN REFERENCIAL

511-423-8952

999062107 / 996556967

E-mail: ventas@jedissa.com.pe

jedissa@hotmail.com

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima

www.jedissa.com.pe



J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

· RESPIRACIÓN

- Gráfica de onda y visualización digital del valor medido en pantalla.
- Método: Impedancia transtorácica.
- Rango de medición
 - o Adulto: 0-120 rpm.
 - o Pediátrico/neonatal: 0-150 rpm.
- Resolución: 1 rpm
- Alarma de Apnea. Con retardo configurable de 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 seg.
- Configuración del límite superior e inferior de la alarma.

· SATURACIÓN DE OXÍGENO (SpO2)

- Gráfica de onda y visualización digital del valor medido en pantalla.
- Rango de medición: 0 a 100%.
- Resolución: 1%
- Precisión: +/- 2% (70-100%, Adulto/Pediátrico) +/- 3% (70-100%, Neonato)
- Configuración del límite superior e inferior de la alarma.

· FRECUENCIA DE PULSO (FP)

- Rango de medición de frecuencia de pulso: 25-300 lpm
- Resolución: 1 lpm.
- Configuración del límite superior e inferior de la alarma.

· PRESIÓN SANGUINEA NO INVASIVA (NIBP)

- Visualización digital del valor medido en pantalla.
- Técnica de medición: Oscilométrico.
- Parámetros mostrados: Presión sistólica, presión diastólica y presión media.
- Modo de operación: manual/automático/continua.
- Rango de medición: 10 a 270 mmHg.
- Resolución: 1 mmHg
- Error Medio Máximo: +/-5 mmHg.
- Configuración del límite superior e inferior de la alarma.

· TEMPERATURA

- Rango de medición: 0 - 50 °C
- Resolución: 0.1 °C.
- Número de canales: 2.
- Parámetros: T1, (T2 y ?T con segundo sensor opcional)
- Configuración del límite superior e inferior de la alarma.

· REQUERIMIENTO DE ENERGÍA

- Tensión a la entrada: AC 100 - 240V, 50/60Hz.
- Batería recargable con autonomía de 150 minutos.
- Cargador de batería interno incorporado.



IMAGEN REFERENCIAL

ACCESORIOS ESTÁNDAR

- 01 Cable ECG de 5 ramales integrado.
- 01 Sensor de SpO2 adulto.
- 01 Tubo de conexión para NIBP.
- 01 Brazaletes NIBP adulto.
- 01 sensor de Temperatura tipo disco para adulto.
- 01 Batería recargable de 2.1 Ah (Litio-Ion).
- 01 Paquete de electrodos desechables de ECG.
- 01 Impresora térmica de tres canales
- Cable de conexión a tierra
- Cable poder.
- Manual de instrucciones.

☎ 511 -423-8952

📠 999062107 / 996556967

✉ E-mail: ventas@jedissa.com.pe

jedissa@hotmail.com

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima

www.jedissa.com.pe