



# J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

## MONITOR SIGNOS VITALES 03 PARÁMETROS

MARCA : EDAN  
MODELO : M3A

EDAN M3A proporciona medidas esenciales para SpO2, Frecuencia del Pulso y PR. Ofrece una alta relación costo-efectividad para dar los equipos de atención en el hospital la mayor parte de la información que necesitan en el lado del paciente.

### CARACTERÍSTICAS:

- 3,5 pulgadas color TFT LCD y pantalla LED clara indicación numérica. Resolución: 320 x 240
- NIBP, SpO2 y rápidas mediciones de los parámetros de signos vitales.
- Diseño de ahorro de energía permite un mayor tiempo de trabajo de la batería hasta 21 horas.
- Luz de fondo de control y el modo de espera para ahorrar energía.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Tamaño: 208 mm (L) x 241mm (alto) x 189mm (D). Peso: 2,4 kg (sin batería)
- Fuente de alimentación: 220-240 VAC, 50/60Hz

#### PR

- Rango de medición: 25 ~ 300 latidos por minuto.
- Resolución: 1 ppm.
- Precisión en Adulto:  $\pm 2\%$ ; 70% - 100% SpO2

#### SpO2

- Rango de medición: 0 a 100%.
- Rango de alarma: 0 a 100%.
- Resolución: 1%.

#### Frecuencia del pulso

- Rango de medición y de alarma: 30 ~ 254 latidos/min
- Resolución: 1 ppm.
- Precisión:  $\pm 3$ bpm.

Período de información actualizada: 1s.

### Especificaciones - Batería

- Tipo: Li batería de 14.8 V DC
- Período de trabajo: 2200 mAh X 10 horas.
- Tiempo de recarga: 180 min



IMAGEN REFERENCIAL

\* Base rodable no incluida preguntar precio.

☎ 511-423-8952

☎ 999062107 / 996556967

✉ E-mail: [ventas@jedissa.com.pe](mailto:ventas@jedissa.com.pe)

[jedissa@hotmail.com](mailto:jedissa@hotmail.com)

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima

[www.jedissa.com.pe](http://www.jedissa.com.pe)