



J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

MONITOR SIGNOS VITALES 8 PARÁMETROS

MARCA : ADVANCED
MODELO : PM-2000M
PROC. : USA

APLICACION:

El Advanced® PM-2000M es un monitor de paciente modular destinado a ser utilizado para monitorear, almacenar, revisar, registrar y alertar a los médicos mediante la generación de alarmas para múltiples parámetros fisiológicos de los pacientes durante el tratamiento en el entorno hospitalario. El Advanced® PM-2000M es adecuado para su uso en pacientes adultos, pediátricos y neonatales en diferentes entornos hospitalarios, incluyendo quirófano, UCI, unidades de cuidados pediátricos, UCIN, salas de recuperación, sala de emergencias y unidades de cuidados intensivos.

ESPECIFICACIONES GENERALES:

- Pantalla LCD TFT LCD de alta resolución
- Pantalla 15 O 17 pulgadas táctil completa, funcionamiento intuitivo haciendo clic en el parámetro o la forma de onda
- Monitor modular
- Detección de marcapasos
- Protección y sincronización de la desfibrilación
- Protección contra interferencias electroquirúrgicas
- Información de tendencias de divulgación completa
- Función de congelación / descongelación de la pantalla
- Sistema de alarma integral
- Perilla giratoria multifuncional
- Información numérica y de forma de onda
- Módulo de Mediciones Múltiples (XM) ECG, Resp., SpO2, Temp., IBP y NIBP
- Módulo de Saturación Arterial de Oxígeno Funcional (V-SpO2)
- Módulo principal de dióxido de carbono Respironics® (CO2)
- Módulo de flujo lateral de dióxido de carbono Respironics® (CO2)
- Módulo de diámetro de dióxido de carbono (CO2)
- Módulo principal de gas anestésico (AG)
- Módulo anestésico de sidestream de gas (AG)
- Módulo de salida cardíaca (CO)
- Módulo de presión arterial invasiva (IBP)
- Módulo de presión arterial no invasiva Omron (NIBP)
- El módulo de índice bispectral (BIS)




IMAGEN REFERENCIAL

511 -423-8952

999062107 / 996556967

E-mail: ventas@jedissa.com.pe

jedissa@hotmail.com

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima

www.jedissa.com.pe



J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

- Cardiografía de Impedancia (ICG)
- Mecánica respiratoria (RM)
- Grabadora térmica opcional
- Comunicación bidireccional con Central Station
- Comunicación HL7 a través de archivos XML
- Soporte del escáner de códigos de barras
- La ranura para tarjeta SD permite la extensión de memoria
- Tabla de cálculo y titulación de medicamentos
- USB y puertos serie, VGA y salidas analógicas y RJ-45
- Batería recargable

ACCESORIOS:

- Cable y sensor alcance del Rack hasta el paciente.
- Rack de pared original de fábrica que soporte pantalla, el módulo de parámetros solicitado y el registrador.
- 01 Cable Troncal Ecg (03) ramales, con dos (02) juegos de 03 cables ramales.
- 01 Cable Troncal ecg (de 05 ramales) con dos (02) juegos de 05 cables-ramales.
- 02 Sensor reusable adulto para dedo, con un cable al equipo como mínimo 02 sensores reusables pediátrico, con un cable conector al equipo como mínimo.
- 04 Brazaletes reusable para adulto, con un tubo conector al equipo como mínimo, 02 brazaletes adulto, con un tubo conector al equipo como mínimo.
- Dos (02) transductores de temperatura esofágico/rectal y dos (02) transductores de temperatura de piel, con un cable troncal como mínimo
- 10 sensor desechables para presión invasiva (transductor, domo y sonda), con dos cables –conector al equipo como mínimo.
- 20 kit desechables (incluye líneas y adaptadores)
- 01 juego de la parte reusable y dos (02) de la parte descartable.
- 10 Rollos de papel termosensible
- Rack Original.



IMAGEN REFERENCIAL

☎ 511-423-8952

📠 999062107 / 996556967

✉ E-mail: ventas@jedissa.com.pe

jedissa@hotmail.com

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima

www.jedissa.com.pe