



J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

NEBULIZADOR A DIAFRAGMA DE 3 SALIDAS

MARCA : SILFAB
MODELO : N32-A3
PROCED. : ARGENTINA



*Las tres salidas son independientes entre sí y cada una posee una válvula de paso.



IMAGEN REFERENCIAL

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301

Telef: 511 -423-8952

RPM: #949867335

E-mail: ventas@jedissa.com.pe jedissa@hotmail.com

www.jedissa.com.pe



J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

NEBULIZADOR A DIAFRAGMA DE 3 SALIDAS

MARCA : SILFAB
MODELO : N32-A3
PROCED. : ARGENTINA

CARACTERISTICAS:

- MODELO = N32-A3
- Tensión nominal (V) = 220
- Frecuencia (Hz) = 50
- Corriente nominal (A) = 1.55
- Potencia (W)= 170
- Clase Eléctrica = I
- Caudal total de aire (l/min)= 28
- Vacío (cm Hg) = 50
- Frecuencia de uso = Continuo
- Capacidad de Nebulización de pipeta (cm³)= 7
- Tasa de nebulización (ml/min) = 0,35
- Tamaño de partícula (micrones) = 3,5
- Presión de Aire (Kg/cm²) = 1,5 a 1,7

CONDICIONES AMBIENTALES DE USO

- Presión atmosférica (HPa) : 700-1060
- Humedad Ambiental (%) :30 - 95
- Temperatura ambiente (°C): 5 – 40

ACCESORIOS INCLUIDOS:

- Mascaras adultos, mascaras niños, pipetas y mangueras.

NOTA: NO NECESITA FILTRO DE AIRE.

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301

Telef: 511 -423-8952

RPM: #949867335

E-mail: ventas@jedissa.com.pe jedissa@hotmail.com

www.jedissa.com.pe