



**J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C**  
IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

# NEBULIZADOR A DIAFRAGMA

MARCA : SILFAB  
MODELO : N32  
PROCED. : ARGENTINA



**NOTA:** Se recomienda adquirir un kit de nebulización por persona, así evitas posibles contagios.  
APTO PARA TODAS LAS EDADES.



Imagen referencial

511 -423-8952  
999062107 / 996556967  
E-mail: [ventas@jedissa.com.pe](mailto:ventas@jedissa.com.pe)  
[jedissa@hotmail.com](mailto:jedissa@hotmail.com)  
Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima  
[www.jedissa.com.pe](http://www.jedissa.com.pe)



# J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

## NEBULIZADOR A DIAFRAGMA

MARCA : SILFAB  
 MODELO : N32  
 PROCED. : ARGENTINA

Con salida regulable de caudal de aire, no necesita lubricación.

CÓDIGO	TENSIÓN (V)	FREC. (HZ)	CORRIENTE TRABAJO (A)	POTENCIA (W)	CLASE	CAUDAL AIRE (L/MIN)	VACIO (CMHG)	PRESIÓN SONORA (DB)	FREC. USO (MIN) *	PRESIÓN ATMOS. F. (HP)	HÚME. AMB. (%)	TEMP. OPER. (°C)	RPM
N32	220	50	1.55	1/4	I	28.00	50	63.6	CONT.	700-1060	30 A 95%	5°C A 40°C	1500

### CARACTERISTICAS TÉCNICAS

- Capacidad de nebulización : 7 ml
- Tasa de nebulización : 0.35 ml/min
- Tamaño medio de partícula : 3.5 µm
- Caudal de aire : 28 l/min
- Presión de salida : 1,5 a 1,8 kg/cm<sup>2</sup>
- Presión sonora : 63.6 DB
- Frecuencia de uso : Uso continuo


### LISTADO DE COMPONENTES

- Equipo nebulizador
- Máscara grande
- Máscara chica
- Pipeta nebulizadora
- Manguera de conexión
- Manual de uso y mantenimiento

### ALIMENTACIÓN

- VOLTS : 220 V
- HERCIOS : 50/60 HZ
- WATS : W

ESTE EQUIPO NO REQUIERE FILTRO DE AIRE.



511-423-8952

999062107 / 996556967

E-mail: ventas@jedissa.com.pe

jedissa@hotmail.com

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima

www.jedissa.com.pe