



J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C
IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

NEBULIZADOR HOSPITALARIO

MARCA : CA.MI
MODELO : CLINEB
PROCEDENCIA : ITALIA

CLINEB es un nebulizador de pistón-compresor profesional para aerosolterapia. Indicado para terapias intensivas en clínicas u hospitales, con un amplio compartimento que facilitan el desplazamiento junto a sus accesorios y a los medicamentos. El modelo CLINEB cuenta con regulador e indicador de presión.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Compresor	Bomba de pistón en seco
Voltaje	230V / 50 Hz
Potencia absorbida	184 VA
Presión máxima	2.5 bar 36 psi 250 kPa
Presión de trabajo	1.3 bar 18.9 psi 130 kPa
Flujo de aire	16 L/min
Flujo operativo	5.21 L/min
Capacidad de nebulización	4 ml
Ratio de nebulización	0.5 ml/min
Tamaño de partícula	3.25 µm
Fracción respirable < 5 µm	>70%
Funcionamiento	Continuo
Ruido	57 dBa aprox.
Peso	2.20 kg

DIMENSIONES:
25 x 16 x 19 cm

ACCESORIOS:

- Máscara adulta
- Máscara pediátrica
- Boquilla
- Horquilla nasal (no invasiva)
- Tubo de aire
- Filtro de aire
- Cable de alimentación



IMAGEN REFERENCIAL

☎ 511 -423-8952
☎ 999062107 / 996556967
✉ E-mail: ventas@jedissa.com.pe
jedissa@hotmail.com
Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima
www.jedissa.com.pe