



**J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C**

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

# NEBULIZADOR A PISTÓN

Marca : SILFAB  
 Modelo : N28  
 Procedencia : ARGENTINA

## CARACTERISTICAS TÉCNICAS

- Cap. de nebulización : 7 ml
- Tasa de nebulización : Tasa de nebulización
- Tamaño partícula : 4.9 µm
- Caudal de aire : 9 l/min
- Presión de salida : 2,3 a 2,7 kg/cm<sup>2</sup>
- Presión sonora : 59.8 Db
- Frecuencia de uso : 15 / 45 min



## ALIMENTACIÓN

- Volts : 220 V
- Hercios : 50 Hz
- Wats : W

## CUADRO TÉCNICO

CAPACIDAD DE NEBULIZACIÓN	7ML
TAZA DE NEBULIZACIÓN	0,35 ML/MIN
TAMAÑO MEDIO DE PARTÍCULA	4.9 PM
CAUDAL DE AIRE	9L/MIN
PRESION DE SALIDA	2,3 A 2,7 KG/CM2
PRESION SONORA	59,8 DB
FRECUENCIA DE USO	15MIN/45 MIN
PESO	2,25 KG
DIMENSIONES [CM]	L26A18 H12
DETECTOR FALTA DE AGUA	NO
AGUA SELLADA	-
REGULADOR DE CAUDAL	1 NIVEL

## ACCESORIOS

- 01 Máscara adulto
- 01 Máscara pediátrica
- 01 Adapataador bucal
- 01 Pipeta nebulizadora
- 01 Manguera plástica
- Manual de uso



511 -423-8952

999062107 / 996556967

E-mail: [ventas@jedissa.com.pe](mailto:ventas@jedissa.com.pe)

[jedissa@hotmail.com](mailto:jedissa@hotmail.com)

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima

[www.jedissa.com.pe](http://www.jedissa.com.pe)