



**J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C**

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

# NEBULIZADOR PORTÁTIL ECONÓMICO

MARCA : YUWELL  
MODELO : 403AI

## CARACTERÍSTICAS:

Cuenta con una válvula de alta eficiencia sin aceite sin necesidad de lubricación diaria y es de bajo nivel de ruido, partículas diminutas. Es un producto ideal para el uso de unidades familiares y médicas, adecuado para todo tipo de pacientes.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Capacidad de Nebulización: 7 ml
- Máxima Tasa de nebulización: 0,1 ml/min
- Tamaño medio de partícula: 3,9  $\mu$ m
- Velocidad del Flujo de la Bomba:  $\geq$  10 L/min
- Presión de salida:  $\geq$  0.15 Mpa
- Ruido:  $\leq$  65 dB
- Potencia de consumo: 130VA
- Peso Neto: 2.0 kg.
- Dimensiones (cm): 34 x 18.5 x 11.5
- Funcionamiento (min. encendido/min. apagado): 30 / 30
- Alimentación: 220V / 60 Hz



IMAGEN REFERENCIAL

☎ 511 -423-8952

☎ 999062107 / 996556967

✉ E-mail: [ventas@jedissa.com.pe](mailto:ventas@jedissa.com.pe)

[jedissa@hotmail.com](mailto:jedissa@hotmail.com)

Jr. Moquegua N°628 - Oficina 301 - Lima - Lima

[www.jedissa.com.pe](http://www.jedissa.com.pe)